



## Paingone Plus -kipukynä Lääkkeetön nopea paikallinen kivunhoito

Paingone Plus on TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) sähköakupunktiokynä, joka on tarkoitettu paikallisten kipujen nopeaan ja tehokkaaseen hoitoon. Paristokäyttöinen Paingone Plus toimii automaattisesti tuottaen hermorojoja aktivoivia sähköimpulsseja.

### Helppoa ja tehokasta kivunhoitoa

Paingone Plus on pieni, kevyt ja tehokas. Laitte toimii samalla periaatteella kuin muutkin TENS-kivunhoitolaitteet, mutta se antaa pistemäisiä sähköimpulsseja. Laitteen käyttö on todella helppoa. Kokonsa vuoksi Paingone kulkee mukana taskussa tai käsilaukussa ja hoitoa voi antaa milloin ja missä vain. Paingone Plussalla voidaan hoitaa myös vaatteiden läpi, mikä on kätevää ja madaltaa käyttökynnystä. Hoitovaikutus on nopea ja välitön. Kivuntuntemus saattaa helpottaa jo ensimmäisen hoidon jälkeen.

### Säännöllinen hoito tärkeää

Hoitolaitteen pää kohdistetaan suoraan kipukohtaan. Hoitoaika on 30 sekuntia yhteen hoitokohtaan ja hoitosuositus on 4-5 kertaa päivässä. Laitetta voi myös liikutella hoidon aikana, mikä saattaa tuntua mukavammalta, kuin yhteen kohtaan annettu hoito. Mikäli kipukohta on laaja, voidaan hoito kohdistaa akupunktiopisteisiin, jolloin saavutetaan laaja-alaisempi vaikutus.

Paingone Plussalla voidaan hoitaa erilaisia paikallisia kipuja. Laitteella on saatu hyviä hoitotuloksia mm. tenniskyynärpään ja polvikipujen hoitoon. Hoito tehoaa myös jalkapohjan alueen ongelmiin, kuten plantaarifaskiittiin ja luupiikkeihin. Koska laitteen käyttö on helppoa, on myös hoidon antaminen säännöllisesti vaivatonta. Vain säännöllinen hoito antaa hyviä hoitotuloksia. Yliannostuksen vaaraa ei ole, vaan laitetta voi käyttää aina tarvittaessa omien tuntemusten mukaan.

Paingone Plus on CE merkitty lääkinällinen laite.



## Kontraindikaatiot

Paingone Plus kynällä on samat kontraindikaatiot kuin perinteisillä TENS -laitteilla.

Laitetta ei tule käyttää:

- jos sinulle on asennettu sydämentahdistin tai kärsit sydämen rytmihäiriöistä
- jos sairastat epilepsiaa
- ensimmäisen 16 raskausviikon aikana
- alle 10-vuotiaille lapsille

## Hoitoa ei tule kohdistaa

- kurkunpään tai nielulihasten alueelle
- suoraan sydämen kohdalle
- avohaavoille
- silmiin tai silmänympäryksiin
- märälle iholle
- metallisen implantin päälle
- kaulavaltimolle

	Paingone Plus
Koko	149 mm x 40 mm
Paristot	kyllä paristokäyttöinen 1 kpl AAA
Käyttöikä	päivittäin käytettynä n. 2 vuotta
Lääkinnällinen laite	kyllä

## Laitepaketti sisältää

- 1 x Paingone Plus -laite
- 1 x suomenkielinen käyttöohje
- 1 x AAA-paristo

