

## UV-C esineiden desinfiointiin

### PHONE- / HOMESOAP

UV-C laitteet (253,7nm) tuhoavat 99,9% mikrobeista, oli kyseessä sitten virukset, bakteerit tai itiöt. Desinfioitava esine ei kuumene, kostu tai vaurioidu.

Phone- ja Homesoop laitteiden rakenne takaa esineen 360 asteen desinfiointituloksen.

Laitteet ovat kevyitä ja helposti siirreltäviä. Valittavissa on kahta eri kokoa tarpeen mukaan.



#### TODISTETUSTI TEHOKAS

UV-C:n teho mikrobien DNA:n tuhoamisessa on todistettu laajoin tutkimuksin. Helsingin yliopisto on todennut UV-C valon tuhoavan myös Covid-19 viruksen.



#### KUSTANNUSTEHOKAS

Helppo ja nopea käyttää. Käsittely kestää 6 – 10 minuuttia. Desinfioitu esine on heti valmis käyttöön. Lampujen odotettava käyttöikä 12 000h.



#### SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ JA ESINETTÄ

Ei kemikaaleja. Käsittelystä ei jää ainejäämiä pinnoille. UV-C ei kuumenna esinettä.



#### TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

UV-C säteilylle ei tule altistaa ihoa tai eläviä olentoja. PHONE- JA HOMESOAP UV-C laitteet ovat täysin suljettuja, eivätkä päästä säteilyä ulkopuolelle. Laitteen UV-C lamput sammuvat välittömästi, jos kannen aukaisee. Laite ei kuumene, eikä kuumenna desinfioitavia esineitä. Laite ilmoittaa valomerkillä, kun käsittely on valmis. Esineen voi ottaa käyttöön välittömästi.

#### SISÄ- MITTA

#### PHONE SOAP

#### HOME SOAP

Leveys mm

95

76

Pituus mm

173

315

Korkeus mm

20

247

PHONE- ja HOMESOAP laitteilla voi desinfioida mm. älypuhelimet, tabletit, sormukset, kellot, luottokortit, pinsetit, tutit, tuttipullot, veitset, stetoskoopit, visiirit, avaimet, kulkuluvat; yleensä kaikki laitteen sisään mahtuvat esineet. Huomio! UV-C säteily desinfioidi pinnat, joihin valo pääsee vaikuttamaan. Laitteessa ei tule desinfioida eläviä olentoja, eikä ruoka-aineita.