



Lääkintälaser LLLT

LED-valo

TERAPIAT JA LAITTEET VAATIVANKIN KIVUN HOITON

EMS

TENS

IFT

MIC

FIR

TSNS

- Hermokipu
- Nivelrikko • Pullistuma
- Ahtauma • Migreeni • Lihasjumat
- Reuma • Kasvojen nivelkipu
- Haava • Ihottuma • Revähdys
- Murtuma • Rasitusvamma • Kuluma
- Tulehdus • Bursiitti • Vyöruusu
- Jäätynyt olkapää • Lihasspasmi
- Plantaarifaskiitti • Tenniskyynärpää
- Tendiitti • Herpes • Painehaava
- Palautuminen • Krampit
- Arvet • Väsymys

MITEN ERI TERAPIAT LIEVITTÄVÄT KIPUA?

Lääkintälaser LLLT

Sivu
4

- Laserterapia tukee kivun lähteen paranemista
- Tehokas akuuttiin ja krooniseen kipuun, haavoihin ja kudosaivuriioihin sekä tulehduksiin
- Pitkäaikaiset vaikutukset
- Ei kontraindikaatioita



LED-puna- ja infrapunavalot

Sivu
7

- LED-puna- ja infrapuna hoitaa ihon pintakerroksia
- Parantaa ihon kuntoa ja toimii lihashuoltana
- Ei kontraindikaatioita



LED-kirkasvalo

Sivu
7

- LED-kirkasvalo vähentää kaamosväsymystä



TSNS-sähköstimulaatioterapia

Sivu
9

- TSNS poistaa kivuntunnetta
- Tehokas akuuttiin päänsärkyyn ja migreeniin
- Kivunlievitys hoidon ajan ja max. 4 tuntia jälkeen
- Kontraindikaatiot: sähköiset implantit, epilepsia, päänsisäiset implantit ja verenvuodot



EMS-sähköstimulaatioterapia

Sivu
9

- EMS vahvistaa ja rentouttaa lihaksia
- Tehokasta lihasten vahvistamista
- Kontraindikaatiot: sähköiset implantit, verenpaine, alkuraskaus



TENS-sähköstimulaatioterapia

Sivu
9

- TENS poistaa kivun tunnetta
- Tehokas akuuttiin ja krooniseen kipuun
- Kivunlievitys hoidon ajan ja max. 4 tuntia jälkeen
- Kontraindikaatiot: sähköiset implantit, epilepsia, alkuraskaus



FIR-lämpö- ja infrapunasäteilyterapia

Sivu
10

- FIR poistaa kivuntunnetta
- Tehokas akuuttiin ja krooniseen lihas- ja nivelkipuun
- Kivunlievitys 5 vuorokautta
- Ei kontraindikaatioita



VALITSE SOPIVIN TERAPIA

●●● Paras
 ●● Hyödyllinen
 ● Auttava

Kiputila	Laser	TENS	EMS	LED	TSNS	FIR
Nivelrikko	●●●	●				●●
Hermokivut	●●●	●●●				
Tenniskyynärpää	●●●	●				●●
Plantaarifaskiitti	●●●	●●				
Päänsärky					●●●	
Jännetulehdus	●●●					●●
Ahtauma	●●●	●				●●
Välilevynpullistuma	●●●	●●				●
Iskiaskipu	●	●●●				●●
Reuma	●●●	●				●●
Virtsankarkailu			●●●			
Erektio-ongelmat			●●●			
Vyöruusu	●●●	●●				
Lihasjumi		●●●	●			●●
Revähdys	●●●					●●
Haava	●●●					
Akne	●●●			●●		
Ihottuma	●●●			●●		
Palautuminen		●		●●		●●●
Tinnitus	●●●					
Bruksaus (TMD)	●●●					
Suun mukosiitti	●●●					
Säde dermatiitti	●●●					
Kulumakipu	●	●●				●●●
Kaamosväsymys				●●●		
Bursiitti	●●●	●				●●
Turvotus	●●●					
Murtumat	●●●	●●				●
Jäätynyt olkapää	●●●	●●				●

B-CURE LASER

B-Cure Laser vaikuttaa syvällä kudoksessa, parantaen solujen omaa toimintakykyä. Helppokäyttöinen B-Cure Laser on käytössä jo tuhansissa suomalaiskodeissa niin kroonisten kuin akuuttienkin kiputilojen hoidossa. Laitetta hyödyntävät työssään mm. fysiatrit, haavahoitajat, fysioterapeutit ja hammaslääkärit.

Laserterapian vaikutus perustuu solujen mitokondrioiden stimulointiin, jolloin kudoksessa alkaa toiminnan elpymiseen tähtäävä PBM-prosessi. Prosessin myötä kudoksen kipu lievittyy ja vaurioiden tai tulehduksen paraneminen vauhdittuu.

Laserterapian on kliinisesti todettu olevan tehokas mm. nivelrikkoon, jännetulehduksiin, rasitusvammoihin, hermo-kipuun, erilaisiin ahtaumiin, haavoihin, kudosvaurioihin ja lihas- ja nivelkipuihin.

TEHOKAS JA TURVALLINEN HOITOMUOTO

Tuloksellinen laserhoito saavutetaan kuurinomaisella hoidolla. Esimerkiksi rasitusvammaa tai tulehdusta tulee itsehoitolaitteella hoitaa kaksi kertaa päivässä noin parin viikon ajan, haavaa kerran päivässä paranemiseen asti ja lihasjumeja muutamia kertoja, kunnes tuntuu hyvältä.

Kotikäyttöön suunnitellut B-Cure-laserlaitteet ovat **helppokäyttöisiä ja turvallisia**, ja ne sopivatkin koko perheen käyttöön. Turvallisuusluokan 1 laite varmistaa, ettei käytössä tarvitse suojalaseja eikä käytöstä voi aiheutua kudosvaurioita. Yliannostusriskiä tai vasta-aiheita ei ole, mutta hoitoa ei suositella syöpäkasvaimiin, silmiin eikä raskauden olevan vatsanseudulle.



NÄIN KÄYTÄT LASERIA

1. Käynnistä laser
2. Valitse aika (2–8 min.)
3. Kohdista kipukohtaan

Paraneminen alkaa!

Ei kontraindikaatioita tai yliannostusriskiä

B-CURE
LASER



LAITTEITA AMMATTILAISILLE JA ITSEHOITOON KOTONA

B-CURE LASER -vuokraus

Helppo tapa kokeilla laitetta

140,- / kk

+ postikulut 9,90
sis. alv 25,5 %

Jos vuokrauksen jälkeen hankkii oman laitteen, ostohinnasta hyvitetään 100,-.

B-CURE LASER Sport Pro

Kun hoidettavaa on paljon tai aikaa vähän

895,- + postikulut 9,90
sis. alv 25,5 %

B-CURE LASER Classic

Päivittäiseen hoitoon

695,- + postikulut 9,90
sis. alv 25,5 %

ELÄINTEN HOITOON

B-CURE LASER VET Pro

Kun hoidettavaa on paljon tai aikaa vähän

895,- + postikulut 9,90
sis. alv 25,5 %

B-CURE LASER VET

Päivittäiseen hoitoon

695,- + postikulut 9,90
sis. alv 25,5 %

i

Ovatko itsehoitolaitteet todellakin tehokkaita?

Laserlaitteista löytyy korkea- ja matalatehoisia (HILT ja LLLT). Korkeatehoisella laserilla (yli 500 mW) saa tuloksia lyhyemmällä hoitoajalla ja harvemmillä hoidoilla kuin matalatehoisella (alle 500 mW), mutta **vaikutussyvyys ja kuurin jälkeiset lopputulokset ovat tutkimusten mukaan verrattain samat.**

Turvallisuudessa on kuitenkin suuri ero: korkeatehoisella laserilla kouluttamaton henkilö voi aiheuttaa kudosvaurioita, matalatehoisella ei. Tästä syystä korkeatehoiset laitteet ovat luvanvaraisia (esim. luokka 3B tai 4).

B-Cure Laserin optimoitu teho ja aallonpituus vaikuttavat syvällä, kuitenkin turvallisesti ja helposti. Sport PRO ja VET PRO -malleilla saa hyviä tuloksia hoitamalla 2–3 kertaa viikossa, kun Classic- tai VET-versioilla samat tulokset saavuttaa hoitamalla 1–2 kertaa päivässä.

B-Cure Laser valittiin Suomessa vuonna 2022 **vuoden terveyslaitteeksi** ja vuonna 2018 kansainvälisessä vertailussa **tehokkaimmaksi itsehoitolaseriksi.**

Vuonna 2026 tehdyssä puolueettomassa lukijatestissä yli 85 % kroonisesta kivusta kärsivistä testaajista sai avun B-Cure Laserista.

Erikseen saatavana B-Cure Laser PRO ammattilaiskäyttöön. Kysy lisää puh. 030 635 8333.

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TERAPIA

Lääkintälaserterapian tehosta on julkaistu tuhansia kliinisiä tutkimuksia. **B-Cure Laser**-laitteesta on julkaistu kahdeksan tutkimusta liittyen kivunlievitykseen, haavojen hoitoon ja kuntoutukseen. Vuonna 2026 on kansainvälisessä julkaisussa Suomessa tehty kliininen artikkeli liittyen hermokipuun ja meneillään on myös satunnaistettu tuplasokkotutkimus hermo- vaurioihin liittyen. Kliinisiä tutkimuksia, meta-analyyskejä ja kirjallisuuskatsauksia löytyy terveystekniikka.fi-sivustolta.

TUTUSTU KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIIN VERKKOSIVUILLA



Hammaslääkäri Annikki Lauhio
TMD – purentaelinvaivat



Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen
Haavaumat, kihti, nivelrikko



Fysioterapeutti Eija Akiola
Rasitusvammat, nivelrikko,
leikkaushaavat



Lähihoitaja Heikki Kaartoaho
Tenniskyynärpää, turvotus,
paikalliskipu



Fysioterapeutti Kati Malinen
Rasitusvammat, kudostulehdukset



Haavahoitaja Hilla-Maria Tennberg
Krooniset haavat



Lymfaterapeutti, erikoissairaanhoitaja
Asta Saario
Turvotus, arvet, haavat



Naprapaatti Rauno Ranta-Korpi
Nivelrikko, kulumakivut


”Kärsin yli kymmenen vuotta **niskan Whiplash-syndrooman** aiheuttamista lamauttavista kivuista. Määrätyt kuntoutus ja lääkkeet eivät saaneet minua työkykyiseksi. Löysin itse B-Cure Laserin enkä enää tarvitse kipulääkkeitä.”

Anna Saloranta, Nauvo



”Vuonna 2021 mursin tapaturmaisesti leukani kolmesta kohdasta. Korjausleikkaus jätti jälkeensä **hermokivut**, ja jouduin pitkään syömään vahvoja kipulääkkeitä. B-Cure Laserilla sain selkeää apua jo 5–7 päivän käytön jälkeen.”

Iida Oksanen, Hämeenlinna



”Kärsin 10 vuotta viiden **välilevyn pullistuman** aiheuttamista hermokivuista. Leikkaukset eivät auttaneet. Onneksi löysin B-Cure Laserin, jonka avulla olen saanut kivut vähemmään ja päässyt irti kipulääkkeistä.”

Leena Ruonala, Vantaa



”Kärsin vuosia jatkuvasti pahenevasta **nivelrikosta sormissani**. Kipu vaikutti niin toimintakykyyn kuin nukkumiseen. B-Cure Laserin avulla olen jättänyt kipulääkkeet pois, nukuin hyvin ja kuden taas sukia lapsenlapsille.”

Raija Kallio, Sipoo



”Olen kärsinyt vaikeasta **bruksaamisesta** lapsesta saakka. Vuosien aikana on kokeiltu kaikkea mahdollista. Onneksi löysin B-Cure Laserin, jolla hoito kivutonta ja helppoa. Lihakseni ovat rentoutuneet ja yöuni parantunut. Myös **migreenit** ja **korvien tinnitus** ovat vähentyneet selkeästi.”

Maarit Mustonen, Kuopio



”Minulla on useita sairauksia, mm. **fibromyalgia ja nivelrikko**, joiden hoitoon B-Cure on loistava. Ei tarvitse lähteä kotoa itseään hoidattamaan, laitetta on tosi helppo käyttää eikä sillä ole haittavaikutuksia. Ja mikä parasta: se todella tehoaa kipuihin ja laskee tulehduksiin usein liittyvää turvotusta.”

Eija Suominen, Vaasa



”Minulla B-Cure Laser on todella kovassa käytössä. Hoidan sillä **selkäranganhauman** aiheuttamia kipuja sekä sormien moni-nivelrikkoa. Sain myös huomasti apua, kun olkapääni jänteet repeytyivät. En voisi ajatella elämää ilman laseria!”

Tuija Manninen, Tampere



”Sain laserilla apua viisi kuukautta vaivanneen **tennis-kyynärpään** hoidossa. B-Cure antoi yli 80% kivunlievityksen heti ensimmäisellä kuuden minuutin kokeilukerralla. Uskomatonta! Ostin laitteen heti ja hoitovaste oli erinomainen myös kipulevassa polvivammassa.”

Hannu Eloranta, Espoo



B-CURE LASER JA LED-PUNA- JA INFRAPUNAVALO

Vaikutusmekanismi

MITEN LASERTERAPIA JA VALOHOITOTERAPIAT VAIKUTTAVAT?

Helppokäyttöinen B-Cure-lääkintälaserterapia (LLLT) **stimuloi kudosta solutasolla parantaen sen omaa toiminta- ja uudistumiskykyä**. Hoito ei vahingoita eikä kuumenna ihoa tai kudosta, vaan antaa energiaa kudokselle. Tämän myötä soluissa alkavaa prosessia kutsutaan photobio-modulaatioksi (PBM).

PBM-prosessi alkaa solujen mitokondrioissa, vaikuttaen laserterapialla syvällä kudoksessa (LLLT) ja LED-puna- ja infrapunavaloilla pinnallisesti. Prosessi nostaa solujen ATP- eli soluenergiatasoja ja vahvistaa näin kudoksen omaa uudistumis- ja vahvistumiskykyä. Samalla mm. kipua lievittävien endorfiinien ja tulehdusta vastaan taistelevien entsyymien määrä nousee, ja vaurioiden korjaamisessa tärkeiden kollageenin ja elastiinin tuotanto kasvaa.

Kudoksen toiminnan parantumisen myötä myös alueen verenkierto ja aineenvaihdunta elpyvät. Tämä vähentää turvotusta ja sen aiheuttamaa painetta sekä varmistaa ravinteiden kulkeutumisen alueelle. Tutkimusten mukaan LED-valohoito stimuloi soluja iholla ja ihonalaisen kudoksen pintakerroksessa, kun laserterapia vastaavasti saavuttaa myös syvemmän kudoksen kerrokset ja esim. hermot, nivelet ja jänteet.



MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT LAITTEEN TEHOON?

1. Laitteen komponentit

Hoitoterapiaa voi tuottaa laser- tai led-diodeilla. Näiden pääasiallinen ero löytyy tuotetun säteen **koherenttiudesta** eli yhdenmukaisuudesta.

Laserterapia tuotetaan laserdiodilla, joka tuottaa koherenttia sädetä. Tämä säde pysyy koossa kohdatessaan ihon ja ihonalaiset kerrokset ylettyen näin syvälle kudokseen. **LED-valonlähteellä tuotettu säde ei ole koherenttia.** Tällöin säde leviää epäsäännölliseksi ja hajoo. LED-valonsäde vaikuttaa vain ihon pintakerroksissa.

2. Laitteen teho ja diodien määrä

Tarjolla on yksi- tai monidiodilaserlaitteita. Monidiodilaserisä laitteiden teho jaetaan usean diodin kesken, jolloin yksittäisen diodin vaikutussyvyys kärsii.



3. Säteen aallonpituus

Tärkein laserterapian vaikutussyvyyden määrittelevä tekijä on säteen aallonpituus. Hoitolasereissa se on pääasiassa 635–1 060 nm. 635 nm:n vaikutus on pinnallista, siinä missä **esim. B-Cure Laserin 808 nm vaikuttaa ihon lisäksi myös syvemmissä kudoksissa kuten hermot, jänteet ja nivelet.**

LED-valonlähteillä tuotettu terapia ei epäkoherenttina säteenä vaikuta syvällä aallonpituudesta riippumatta.

4. Säteen taajuus

Kun laserin vaikutussyvyys on määritelty aallonpituudella, pystytään sen laatuun ja turvallisuuteen vielä vaikuttamaan säteen taajuudella. B-Cure Laserin 808 nm:n aallonpituus yhdistettynä yli 10 000 Hz:n taajuuteen varmistaa syvän vaikutuksen ja myös sen, ettei kudoksessa synny vahingollista lämpöreaktiota.



LED-PUNA- JA INFRAPUNAVALO

- Miellyttävä ja helppokäyttöinen hoitomuoto, joka tukee ihon hyvinvointia
- Erinomainen apu myös palautumiseen ja lihashuoltoon
- Vaikuttaa iholla ja kudoksen pintakerroksissa edistämällä uudistumista ja verenkiertoa.

Tutkimusten mukaan puna- ja infrapuna-LED (660 nm) vähentää ihotulehduksia lisäämällä verenkiertoa vaurioituneisiin kudoksiin. Punavalon tehokas vaikutus solujen energiantuotantoon auttaa ihoa uudistumaan ja parantumaan nopeammin.

Infrapunahoidon (LED 850 nm) yhdistäminen punavalo- ja infrapuna-LED hoitoon syventää vaikutusta syvemmälle ihoon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että puna- ja infrapuna-LED hoitoa saaneiden koehenkilöiden kollageenitasot olivat korkeammat ja iho näytti puhtaammalta ja terveemmältä.

Terapian vaikutusta hiuksiin on tutkittu useissa tutkimuksissa. Sen on todettu lisäävän hiusten paksuutta, stimuloivan hiusten kasvua ja estävän hiustenlähtöä sekä miehillä että naisilla.

Lishashuolto

Ihonalaiseen pintakudokseen yltävällä infrapunaterapialla (LED 850 nm) on todettu positiivisia vaikutuksia lihasten pintaverenkiertoon. Kuntoilun jälkeen otettu infrapunavalo- ja infrapuna-LED hoito auttaa lihasten palautumisprosessissa ja nopeuttaa sitä lisäämällä verenkiertoa kudoksiin.

Ihon
hyvinvointiin
ja lihas-
huoltoon



Innolux RED S2

Ovh **249,-** (sis. alv)



LED-KIRKASVALO

LED-kirkasvalo vaikuttaa silmien kautta lievittäen tehokkaasti päiväaikaista väsymystä ja kaamosrasitusta, joista useat kärsivät etenkin pimeinä vuodenaikoina.

Tehostaa vireystilaa ja energiatasoa – ilman lääkkeitä

Tutkimustulokset antavat selvän näytön, että valo vaikuttaa voimakkaasti melatoniinin tuotantoon.

Pimeiden talvikuukausien haaste on se, että aamulla herätessäsi on edelleen pimeää. Kehossasi saattaa erittyä unettavaa melatoniinia heräämisestäsi jälkeen. Päivisin valoisaa aikaa on vain vähän, kunnes taas pimenee ja melatoniinin erittyminen lähtee jälleen kasvuun. Kokemasi väsymys ei siis ole mielikuvitusta tai laiskuutta, vaan kehosi luonnollinen reaktio pimeyteen.

Kirkasvalon avulla vähennät väsymyksen tunnetta. Paras aika kirkasvalon käyttöön on aamulla heti herättyäsi. Näin kirkasvalon käyttö sekä piristää päiväsi että auttaa tahdistamaan sisäistä kelloasi läpi vuorokauden.

Kaamos-
rasitukseen ja
väsymykseen



Säädettävä Innolux EPIC

Ovh **229,-** (sis. alv)

SÄHKÖSTIMULAATIOTERAPIAT

Kivunlievitykseen ja kuntoutukseen

Sähköimpulsseihin perustuvia terapioiden on useita eri tarkoituksiin. Periaate on sama, mutta impulssien taajuus määrittelee hoitovaikutuksen. Sähköimpulssiterapiat lievittävät kipua hoidon ajan ja muutaman tunnin sen jälkeen.

Huomio!

Sähköimpulssiterapioilla on kaikilla kontraindikaatioita: Niitä ei tule käyttää, jos on sähköisiä implantteja (esim. sydämentahdistin), epilepsia tai verenpainetauti, ei alkuraskauden aikana tai synnytyksen/lantion alueen leikkauksen jälkeen ennen täydellistä toipumista. Laitteita ei tule asettaa rikkoutuneelle iholle, kaulalle tai sydämen kohdalle.

● TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

Lääkkeetöntä ja nopeaa kivunlievitystä

TENS-laitteiden ohjelmissa on yhdistelmä korkea- ja matalataajuisia sähköimpulsseja.

Korkeataajuiset impulssit vaikuttavat tuntohermoihin tavoitteena estää kipuimpulssien kulkeutuminen aivoihin. Tästä syystä kivunlievitys on välitöntä, mutta loppuu stimuloinnin loppuessa.

Matalataajuiset impulssit nostavat kehon oman kivunhallintahormonin, endorfiinin tuotantoa, jonka ansiosta hoidon kivunlievitysvaikutus saattaa jatkua vielä muutaman tunnin hoidon jälkeen.



● MIC (Microcurrent)

Kudosvaurioiden parantumisen edistämiseen

Mikrovirta on hyvin matalataajuista ja heikkoa sähköimpulssia. Sen tarkoitus on herätellä solujen toimintaa ja edistää vaurioiden paranemista. Terapia ei juurikaan aiheuta tuntemuksia. Terapialla tavoitellaan vaurioiden paranemisen edistämistä. Hyödynnetään usein myös ihonhoidossa.

● IFT (Interferential Therapy)

Aineenvaihdunnan parantamiseen

Interferenssivirta-hoidon toiminta perustuu kahden keskitaajuisen sähkövirran risteämiseen syvällä kudoksessa, mikä synnyttää kudoksen sisälle uuden, hoitavan matalataajuisen värähtelyn. Eri taajuuksia käyttäen voidaan saavuttaa kivunlievitystä ja turvotuksen vähenemistä. IFT on tehokas ja kivuton hoitomuoto erityisesti syvemmällä sijaitseviin kudosaivoihin, joita pintapuolisilla hoidoilla on vaikea saavuttaa.

● EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Lihasten vahvistamiseen ja kuntoutukseen

EMS-stimulaatiossa sähköimpulssit aktivoivat lihasten toimintaa. Tavoitteena on saavuttaa vuorottaisia lihassupistuksia ja rentoutuksia kuten normaaleissa lihasharjoituksissa, jolloin lihakset vahvistuvat.

● TSNS (Transcutaneous Supraorbital Nerve Stimulation)

Päänsäryn ja migreenin hoitoon

Hoitomuoto perustuu mietoihin sähköimpulsseihin, jotka stimuloivat kolmoishermon (nervus trigeminus) ylempiä haaroja eli supraorbitaalisia hermoja.

Huomio!

Kontraindikaationa kallon sisäiset implantit, vauriot tai verenvuoto.

Kaikki sähköstimulaatiolaitteet ovat **CE- ja MDR-hyväksytyjä** lääkinällisiä laitteita, joilla on **2 vuoden takuu**. Laitteiden käyttö vaatii ihoelektrodeja, joita tulee paketissa muutamia. Ihoelektrodeja saa lisätarvikkeina verkkokaupasta.

LAITTEET ITSEHOITOON KOTONA

MYND (TSNS)

Helpotusta migreeniin ilman lääkkeitä

MYND on langaton ja ladattava TENS-migreenipanta, joka on suunniteltu migreenin ja päänsäryn lääkkeettömään hoitoon. Laite asetetaan otsalle, jossa se lähettää hellävaraisia sähköimpulsseja hermostolle ja auttaa lievittämään kipua luonnollisesti.

MYND soveltuu sekä migreenikohtauksen aikaiseen hoitoon että uusien kohtauksen ennaltaehkäisyyn. Kevyen rakenteen ansiosta laitetta voidaan käyttää helposti kotona, työssä tai matkalla. Hoito on nopeaa, helppoa ja täysin lääkkeetöntä.

Migreenin
ja päänsäryn
hoitoon



Ovh **169,-** (sis. alv)

iTOUCH SURE (EMS)

Vahvempi lantionpohja, varmempi arki

iTouch Sure on lantionpohjan lihasten harjoittamiseen tarkoitettu TENS-laite. Laite stimuloi lihaksia hellävaraisilla sähköimpulsseilla ja auttaa kehittämään lihasten voimaa, kestävyyttä sekä hallintaa.

Säännöllinen käyttö tukee lantionpohjan lihasten kuntoutusta, auttaa vähentämään virtsa- ja ulostekarkailun oireita sekä vahvistaa seksuaalista suorituskykyä. Neljä valmista harjoitusohjelmaa ja helppokäyttöiset säätimet tekevät laitteen käytöstä vaivatonta myös kotona. Laitteesta on saatavilla mallit vaginalliselle ja penikselliselle.

Lantion-
pohjan lihasten
stimulointiin



Ovh **139,-** (sis. alv)

UNIFIT (TENS / EMS)

Kivunlievitykseen ja lihasten vahvistamiseen

Monipuolinen laite kivunlievitykseen ja kuntoutukseen kotona. Laajasta ohjelmavalikoimasta voi valita terapiamuodon vaivan mukaan. TENS kivunlievitykseen, EMS lihasten vahvistamiseen tai rentouttavaan hierontaan.

Kivun-
lievitykseen
ja kuntou-
tukseen



Ovh **179,-** (sis. alv)

VAIN AMMATTILAISEN KÄYTTÖÖN

UNIPRO (TENS / EMS / MIC / IFT)

Kivunlievitykseen, kudonsvaurioiden ja turvotuksen hoitoon, lihasten vahvistamiseen

Uniprossa on yhdistetty useita eri sähköstimuloinnin muotoja mahdollisimman hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi, vaivasta riippumatta.

Laitteessa on jokaisella terapialla omat valmisohjelmat, mutta myös mahdollisuus räätälöidä yksilölliset ohjelmat potilaan tarpeen mukaan. Laite on pienikokoinen ja ladattava.


Moni-
puolinen työ-
kalu ammatti-
laiselle




Kysy lisää ammattilaislaitteesta
puh. 030 635 8333

FIR (Far infrared) TERAPIA


FIT-tuotteet eivät luovuta kehoon lääkkeitä, vaan lievitys paikalliskipuun perustuu kehon omien lämpö- ja infrapunasäteiden heijastamiseen tuotteen ulkopinnalla olevan mineraalin avulla.



KEHO TUOTTAA LÄMPÖ- JA INFRAPUNASÄTEITÄ



FIT-ERIKOISPINNOITE HEIJASTAA SÄTEET TAKAISIN



MAHDOLLINEN KUDOSTURVOTUS VÄHENEÄ JA KIPU LIEVITTYY

Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että tuotteen ulkopinnalla oleva erityinen mineraaliyhdistelmä jauhe (metallidioksidi) AT5.05 pystyy heijastamaan kauimmaisiakin (aallonpituus 4–21 μm) infrapunasäteitä (FIR). Tutkimusten mukaan tämä teknologia aktivoi verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, ja näin mm. lievittää paikallista kipua.

FIT-tuotteet ovat lääkettämiä. Tuotteet eivät luovuta kehoon mitään aineita, eivätkä ne aiheuta allergiaa. Tuotteita voivat käyttää kaikenikäiset, mutta laastaria ei tule käyttää rikkoontuneella iholla tai alueella, jossa on mikroverenkiertohäiriö.

LÄÄKKEETÖN FIT-KIPULAASTARI



Kivun lievittyminen alkaa usein muutamissa minuuteissa, ja laastari lievittää kipua 5 vuorokauden ajan.

Kipulaastareita on saatavissa 7 mallia, joista jokainen on erityisesti muotoiltu sopimaan juuri sille tarkoitettuun niveleen tai kehonosaan. Valikoimassa on laastari niskaan, selkään, olkapäähän, kyynärpäähän, polveen ja nilkkaan. Saatavissa on myös yleislaastari, jonka voi helposti sijoittaa mihin tahansa kipeään kohtaan.

Nivel- ja lihaskipuun



JAANA VISAVUORI-TERÄVÄ, lähihoitaja

”Kipulaastarit auttavat paikalliskipuun. Itse saan nilkka-laastareilla apua akillesjännekipuihini ja yleislaastareita käytän peukalonjuuren nivelrikkokipuihin.

RAMI SAARINEN, kirvesmies

”Niskani oli niin jumissa, että sivulle katsoessani jouduin kääntämään koko yläruumista. Tunti laastarin laiton jälkeen alkoi kipu hävitä, ja seuraavana aamuna pää kääntyi jo normaalisti. Hankin heti 8 laastarin pakkauksen kotiin vastaavan varalle.

RAIJA SAHRI, Tuusula

”Minulla on vain hyviä kokemuksia näistä laastareista. Juuri tilasin uuden satsin, käytän alaselässä ja lonkassa eli kaksi kerralla. Alaseläsäni on kaksi romahtanutta nikamaa ja lonkassa nivelrikko. Laastarit vievät kivun kärjen niin, että ei välttämättä tarvitse särkylääkkeitä joka päivä.

Tutkimus:

FIT-LAASTARI ON SELKÄKIVUN HOIDOSSA TEHOKKAAMPI KUIN KINESIOTEIPPAUS

Satunnaistetussa tuplasokkotutkimuksessa verrattiin FIR-terapiaan perustuvia FIT-kipulaastareita kinesio-teippaukseen ja lumelaastariin. 240 hengen tutkimus totesi FIT-laastarin lievittävän kipua tehokkaimmin jo kaisella käytetyllä mittausasteikoilla mitattuna.



FIT WEAR -ERIKOISTEKSTIILI

Tekstiilin erikoisominaisuus aktivoi kudoksen aineenvaihduntaa ja verenkiertoa nopeuttaen palautumista sekä lievittäen kipua ja krampeja.


Hengittävä materiaali mahdollistaa tuotteiden mukavan käytön myös urheillessa ja nukkuessa. Materiaali kestää 300 pesukertaa.

Tekstiilit on tarkoitettu kudoksen verenkierron ja aineenvaihdunnan aktivointiin. Ne eivät toimi tuen tavoin, vaan nimenomaan kudosta stimuloivina tuotteina.

Palautumiseen,
kipuun ja
krampeihin

NUPPU HEPO-OJA, ultratriathlonisti

”FIT-tekstiili vähentää treenaamisesta johtuvaa treeniviikon jälkeistä jumia ja helpottaa palautumista. Olen käyttänyt FIT-shortseja erityisesti loppuviikosta, kun viikkotunnit alkavat painaa. Tuntui selkeästi keveämmältä mm. lonkan alueella, kun olin pitänyt niitä noin neljä tuntia.”



LAASTAREITA ERI KEHONOSILLE



Laastareita on saatavissa 3 tai 8 kappaleen pakkauksissa.

Hinnat
alkaen

18,90

/ paketti

TEKSTIILEJÄ ERI KEHONOSILLE

Valikoimasta löytyy muotoiltuja tekstiilejä: sukka, säärystin, polvi, kyynärpää, niska, ranne ja sormet sekä paita selkä-hartiaseudulle ja shortsit alaselkä-pakara-reisien alueelle.



Hinta
alkaen

49,00

/ kpl



MODERNI KIVUNHOITO SÄÄSTÄÄ RAHAA JA HERMOJA

Tehoton kivunhoito turhauttaa ja kuormittaa potilasta, hoitohenkilökuntaa ja koko terveydenhuoltojärjestelmää. Ottamalla käyttöön modernit kivunhoitokeinot ketjuun saadaan tehokkuutta ja tyytyväisyyttä. Terveystekniikan valikoimista löytyy näyttöön perustuvia, tehokkaita ratkaisuja erilaisten vaivojen ennaltaehkäisyyn, parantamiseen ja välittömään sekä pitkäaikaiseen kivunlievitykseen.

Moderniin kivunhoitoon kuuluu myös potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa, turvallisesti kotona. Terveystekniikka tarjoaakin soveltuvat laitteet ja niiden käyttöopastuksen niin ammattilaisille kuin kotikäyttäjillekin.

Yrityksen asiakaspalvelu ja lähettämö sijaitsevat Loviisassa. Asiakaspalvelu vastaa kyselyihin ja auttaa oikean terapian valitsemisessa arkipäivisin klo 9–17. Palvelukielet ovat suomi, ruotsi ja englantia. Nettisivustolla www.terveystekniikka.fi löytyy lisätietoa laitteista, klinisiä tutkimuksia ja käyttäjäkokemuksia. Siellä myös tekoälypuri vastaa yleisimpiin kysymyksiin ympäri vuorokauden.

Terveystekniikka

Terveystekniikka on suomalainen, vuonna 2015 perustettu terveysteknisten tuotteiden maahantuoja, joka toimii Pohjoismaiden alueella. Yritys tarjoaa korkealaatuisia ja luotettavia tuotteita terveydenhuollon ammattilaisten ja kuluttajien käyttöön. Valikoima koostuu huolellisesti valituista, kliinisesti tutkituista lääkinnällisistä laitteista, jotka täyttävät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Sanna Selenius
Toimitusjohtaja

